

# Pantera Pro

## Cathéter de Dilatation Coronaire Semi-Compliant

Vasculaire  
Interventionnel  
Coronaire



### Fiche technique

#### Corps proximal

Design	Hypotube
Diamètre	2,0F
Marqueurs sur le corps du cathéter	92 cm et 102 cm de l'extrémité

#### Corps distal

Cathéter guide recommandé	5F (min. I.D. 0,056" / 1,42 mm)
Diamètre du guide recommandé	0,014"
Profil d'entrée de la lésion	0,017"
Longueur utile du cathéter	140 cm
Matériau du ballon	Polymère semi-cristallin
Pliage du ballon	ø 1.25 - 1.5 mm : deux plis ; ø 2.0 - 4.0 mm : trois plis
Marqueurs du ballon	Platine-Iridium : ø 1.25 - 1.5 mm marqueur central ; ø 2.0 - 4.0 mm deux marqueurs
Revêtement	Hydrophile de l'extrémité du ballon à l'orifice de sortie du guide
Revêtement du ballon et de l'extrémité	ø 1,25 - 2,0 mm : Hydrophile ø 2,50 - 4,0 mm : Hydrophobe
Conditions d'utilisation de la technique du Kissing Balloon	Dans un cathéter guide 6F (min. I.D. 0,070"/1,78 mm) , jusque 2 ballons de ø 3,5 mm
Diamètre	2,6F (ø 1,25 - 2,0 mm) ; 2,7F (ø 2,5 - 3,5 mm) ; 2,9F (ø 4,0 mm)

### Table de compliance

#### Diamètre du ballon x longueur (mm)

		ø 1,25 x 6-20	ø 1,50 x 6-20	ø 2,00 x 10-30	ø 2,50 x 10-30	ø 3,00 x 10-30	ø 3,50 x 10-30	ø 4,00 x 10-30
Pression nominale (PN)	atm*	7	7	7	7	7	7	7
	ø (mm)	1,24	1,49	2,01	2,49	3,08	3,62	3,95
Pression de rupture (RBP)	atm*	14	14	14	14	14	14	14
	ø (mm)	1,37	1,72	2,23	2,93	3,50	4,06	4,55

\*1 atm = 1,013 bar

### Références

#### Ballon ø (mm) Longueur du cathéter 145 cm Longueur du ballon (mm)

Ballon ø (mm)	6	10	15	20	25	30
1,25	393289	393291	393298	393305	-	-
1,50	393290	393292	393299	393306	-	-
2,00	-	393293	393300	393307	393312	393317
2,50	-	393294	393301	393308	393313	393318
3,00	-	393295	393302	393309	393314	393319
3,50	-	393296	393303	393310	393315	393320
4,00	-	393297	393304	393311	393316	393321

5F

Pantera est une marque déposée de BIOTRONIK Group of Companies.

Distributeur exclusif France :  
BIOTRONIK FRANCE  
Parc ICADE  
2, rue Nicolas Ledoux BP 70231  
94528 Rungis Cedex France  
Tel +33 (0) 1 46 75 96 60  
Fax +33 (0) 1 4978 08 81

Fabricant :  
BIOTRONIK AG  
Ackerstrasse 6  
8180 Bülach, Suisse  
Tel +41 (0) 44 8645111  
Fax +41 (0) 44 8645005  
info.vi@biotronik.com

© BIOTRONIK FRANCE - Tous droits réservés - VI/CVI/RA-0616/014 Rev01 - Novembre 2020  
Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications, de révisions et d'améliorations.

 **BIOTRONIK**  
excellence for life