

# PK Papyrus

## Stent Coronaire Couvert

Vasculaire  
Interventionnel  
Coronaire



### Fiche technique

#### Stent

Matériau du revêtement de l'endoprothèse	Non tissé, polyuréthane électrofilé
Épaisseur du revêtement de l'endoprothèse	90 µm
Épaisseur de l'entretoise de l'endoprothèse	∅ 2,5 - 3,0 mm : 60 µm (0,0024") ; ∅ 3,5 - 4,0 mm : 80 µm (0,0031") ; ∅ 4,5 - 5,0 mm : 120 µm (0,0047")
Matériau de l'endoprothèse	Chrome cobalt (L-605) avec revêtement en carbure de silicium amorphe <b>proBIO</b> <sup>®</sup>
Diamètre maximal d'expansion de l'endoprothèse	∅ 2,5 - 3,0 mm : 3,50 mm ; ∅ 3,5 - 4,0 mm : 4,65 mm ; ∅ 4,5 - 5,0 mm : 5,63 mm

#### Système de pose

Diamètre du guide	0,014"
Longueur utile du cathéter	140 cm
Cathéter guide recommandé	∅ 2,5 - 4,0 mm : 5F (∅ int. min.* 0,056") ∅ 4,5 - 5,0 mm : 6F (∅ int. min.* 0,070")
Pression nominale (PN)	∅ 2,5 - 3,5 mm : 8 atm ; ∅ 4,0 - 5,0 mm : 7 atm
Pression de rupture (RBP)	∅ 2,5 - 4,0 mm : 16 atm ; ∅ 4,5 - 5,0 mm : 14 atm

\* int. min. = Diamètre interne minimum

### Références

#### Stent ∅ (mm)

#### Longueur utile du cathéter 140 cm Longueur du stent (mm)

		15	20	26
	2,5	369380	369386	-
5F	3,0	369381	369387	381789
	3,5	369382	369388	381790
	4,0	369383	369389	381791
6F	4,5	369384	369390	369392
	5,0	369385	369391	369393

PK Papyrus et **proBIO** sont des marques déposées de BIOTRONIK Group of Companies.

Distributeur exclusif France :  
BIOTRONIK FRANCE  
Parc ICADE  
2, rue Nicolas Ledoux BP 70231  
94528 Rungis Cedex France  
Tel +33 (0) 1 46 75 96 60  
Fax +33 (0) 1 4978 08 81

Fabricant :  
BIOTRONIK AG  
Ackerstrasse 6  
8180 Bülach, Suisse  
Tel +41 (0) 44 8645111  
Fax +41 (0) 44 8645005  
info.vi@biotronik.com

© 2020 BIOTRONIK AG – Tous droits réservés - VI/CVI/RA-0318/066 Rev01 - Novembre 2020  
Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications, de révisions et d'améliorations.

 **BIOTRONIK**  
excellence for life