

Fortress

Introduceur renforcé / 4F, 5F, 6F

Vasculaire
Interventionnel
Périphérique



Fiche technique

Introduceur

Calibre	4F, 5F et 6F
Longueur	45, 65 et 90 cm
Matériau de la gaine	Polymère renforcé à l'aide de spires en acier inoxydable, revêtement interne en PTFE
Extrémité de la gaine	Effilée et conique avec marqueur radio-opaque situé à 3-5 mm de l'extrémité de la gaine
Forme de la gaine	Pré-courbée 45 cm Droite 45, 65 et 90 cm
Revêtement de la gaine	Hydrophobe sur les 30 cm distaux (5F et 6F uniquement)

Dilatateur

Guide compatible	0,035"
Extrémité	Extrémité effilée et conique
Forme	Pré-courbée et droite
Embout	4F: Valve Hémostatique fixe 5F, 6F: Valve Hémostatique amovible Robinet 3 voies avec code couleur

Références

	Longueur (cm)	Forme de l'introduceur	Désignation	Référence catalogue	Extrémité du dilatateur	Conditionnement
4F	45	Courbé	Courbé	358813	Courbé/droit	5
	45	Droit	Droite-45	358814	Courbé/droit	5
	65	Droit	Droite-65	444486	Droit	5
	90	Droit	Droite-90	444485	Droit	5
5F	45	Courbé	Courbé	386590	Droit	5
	45	Droit	Droite-45	386591	Droit	5
	65	Droit	Droite-65	444484	Droit	5
	90	Droit	Droite-90	444483	Droit	5
6F	45	Courbé	Courbé	386593	Droit	5
	45	Droit	Droite-45	386594	Droit	5
	65	Droit	Droite-65	444482	Droit	5
	90	Droit	Droite-90	444481	Droit	5

Distributeur exclusif France :
BIOTRONIK FRANCE
Parc ICADE
2, rue Nicolas Ledoux BP 70231
94528 Rungis Cedex France
Tel +33 (0) 1 46 75 96 60
Fax +33 (0) 1 4978 08 81

Fabricant :
Contract Medical
International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Allemagne



 **BIOTRONIK**
excellence for life