

# Dynetic-35

Vasculaire  
Interventionnel  
Périphérique



## Stent Périphérique en Cobalt Chrome sur Ballon 0.035" OTW/Coaxial

### Fiche technique

#### Stent

Stent	Expansible par ballon
Matériau	Cobalt Chrome
Épaisseur des mailles	110 µm (ø 5.0 - 7.0 mm) 140 µm (ø 8.0 - 10.0 mm)
Raccourcissement	Minimal
Revêtement	proBIO® (Carbure de Silicium)
Tailles	ø: 5.0 - 10.0 mm; L: 18 - 28 - 38 - 58 - 78 mm

#### Système de pose

Type de cathéter	Coaxial (OTW)
Diamètre de guide compatible	0.035"
Extrémité du cathéter	Bas profil d'entrée, colorée
Marqueurs du ballon	2 marqueurs intégrés
Cathéter	5.1 - 5.4F, revêtement hydrophobe, 2 lumières
Longueur utile du cathéter	90 cm, 130 cm et 170 cm
Marqueurs du stent	2 marqueurs intégrés
Lumière dédiée au guide	Revêtement hydrophobe
Pression nominale (NP)	10 atm
Pression de rupture (RBP)	14 atm (ø 5.0 - 8.0 mm) 12 atm (ø 9.0 - 10.0 mm)

### Références pour les cathéters de longueur utile 90 cm

	Stent ø (mm)		Longueur du stent (mm)		
	18	28	38	58	78
5.0	428690	428694	428700	428706	-
6.0	428691	428695	428701	428707	-
7.0	428692	428696	428702	428708	428712
8.0	448939	448942	448945	448948	448951
9.0	-	448943	448946	448949	448952
10.0	-	448944	448947	448950	448953

6F

### Références pour les cathéters de longueur utile 130 cm

	Stent ø (mm)		Longueur du stent (mm)		
	18	28	38	58	78
5.0	428716	428720	428726	428732	-
6.0	428717	428721	428727	428733	-
7.0	428718	428722	428728	428734	428738
8.0	448954	448957	448960	448963	448966
9.0	-	448958	448961	448964	448967
10.0	-	448959	448962	448965	448968

6F

### Références pour les cathéters de longueur utile 170 cm

	Stent ø (mm)		Longueur du stent (mm)		
	18	28	38	58	78
5.0	-	-	428752 <sup>a</sup>	-	-
6.0	-	428747	428753	428759	-
7.0	-	428748	428754	428760	428764 <sup>a</sup>
8.0	-	448972	448975	448978	448981 <sup>a</sup>
9.0	-	448973	448976	448979	-
10.0	-	-	448977 <sup>a</sup>	-	-

6F

<sup>a</sup>Pré-commande de 8 semaines

Distributeur exclusif France  
BIOTRONIK FRANCE  
Parc ICADE  
2, rue Nicolas Ledoux  
BP 70231  
94528 Rungis Cedex  
France  
Tel +33 (0) 1 46 75 96 60  
Fax +33 (0) 1 49 78 08 81  
www.biotronik.fr

Fabricant  
BIOTRONIK AG  
Ackerstrasse 6 8180 Bülach,  
Suisse  
Tel +41 (0) 44 8645111  
Fax +41 (0) 44 8645005



**BIOTRONIK**  
excellence for life