

# Passeo-14

## Cathéter d'Angioplastie Périphérique

Vasculaire  
Interventionnel  
Périphérique



### Fiche technique

### Cathéter d'angioplastie

Type de cathéter	Coaxial (OTW)
Diamètre du guide compatible	max. 0,014"
Extrémité du cathéter	colorée
Matériau du ballon	PSC (Polymère Semi Cristallin), compliance contrôlée (4 - 6 %)
Pliage du ballon	3 plis
Revêtement du ballon	Revêtement hydrophile patchwork
Marqueurs du ballon	2 marqueurs intégrés
Gamme de produits	ø 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm L : 20 - 40 - 70 - 100 - 140 - 180 - 220 mm
Corps du cathéter (partie distale)	3,1F - revêtement hydrophile, design coaxial 150 mm (ø 1,5 et 2,0 x 40, x 70, x 100 mm) 75 mm (ø 2,0 x 140, x 180, x 220 mm et ø 2,5 - 4,0 mm)
Corps du cathéter (partie proximale)	3,9F - revêtement hydrophobe, design coaxial; renforcé par un fil en acier
Longueur utile du cathéter	150 cm (ø 1,5 - 4,0 mm) ; 120 cm (ø 1,5 - 2,0 mm) ; 90 cm (ø 2,5 - 4,0 mm)
Diamètre de l'introducteur compatible	min. 4F
Pression nominale (NP)	7 atm
Pression de rupture (RBP)	14 atm

### Tableau de compliance

### Ballon diamètre x longueur (mm)

		ø 1,5 x 20-70	ø 2,0 x 40-220	ø 2,5 x 40-220	ø 3,0 x 40-220	ø 3,5 x 40-140	ø 4,0 x 40-140
Pression nominale (NP)	atm*	7	7	7	7	7	7
	ø (mm)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Pression de rupture (RBP)	atm*	14	14	14	14	14	14
	ø (mm)	1,57	2,08	2,61	3,18	3,63	4,16

\*1 atm = 1,013 bar

### Références

### Cathéter Longueur (cm)    Ballon ø (mm)    Ballon Longueur (mm)

4F	Approche Antérograde	Cathéter Longueur (cm)	Ballon ø (mm)	Ballon Longueur (mm)							
				20	40	70	100	140	180	220	
		120	1,5	380271 <sup>a</sup>	380277	380283	-	-	-	-	-
		120	2,0	-	380278	380284	380290	380296	380302	380308	
		90	2,5	-	380279	380285	380291	380297	380303	380309	
		90	3,0	-	380280	380286	380292	380298	380304	380310	
		90	3,5	-	380281 <sup>a</sup>	380287 <sup>a</sup>	380293 <sup>a</sup>	380299 <sup>a</sup>	-	-	
		90	4,0	-	380282	380288	380294	380300	-	-	

4F	Approche en "cross-over"	Cathéter Longueur (cm)	Ballon ø (mm)	Ballon Longueur (mm)							
				20	40	70	100	140	180	220	
		150	1,5	380313 <sup>a</sup>	380319	380325	-	-	-	-	
		150	2,0	-	380320	380326	380332	380338	380344	380350	
		150	2,5	-	380321	380327	380333	380339	380345	380351	
		150	3,0	-	380322	380328	380334	380340	380346	380352	
		150	3,5	-	380323 <sup>a</sup>	380329 <sup>a</sup>	380335 <sup>a</sup>	380341 <sup>a</sup>	-	-	
		150	4,0	-	380324	380330	380336	380342	-	-	

<sup>a</sup>Pré-commande de 8 semaines

Passeo est une marque déposée de BIOTRONIK Group of Companies.

**Fabricant :**  
BIOTRONIK AG  
Ackerstrasse 6  
8180 Bülach, Suisse  
Tel +41 (0) 44 8645111  
Fax +41 (0) 44 8645005  
info.vi@biotronik.com

**Distributeur exclusif France :**  
BIOTRONIK FRANCE  
Parc ICADE  
2, rue Nicolas Ledoux BP 70231  
94528 Rungis Cedex France  
Tel +33 (0) 1 46 75 96 60  
Fax +33 (0) 1 4978 08 81

**BIOTRONIK**  
excellence for life