

# Passeo-18

## Cathéter d'Angioplastie Périphérique

Vasculaire  
Interventionnel  
Périphérique



### Fiche technique

### Cathéter d'angioplastie

Type de cathéter	Coaxial (OTW)
Diamètre du guide compatible	max. 0,018"
Extrémité du cathéter	Courte, effilée, colorée
Matériau du ballon	PSC (Polymère Semi Cristallin), compliance contrôlée (4 - 8 %)
Pliage du ballon	5 plis
Revêtement du ballon	Revêtement hydrophile patchwork
Marqueurs du ballon	2 marqueurs intégrés
Gamme de produits	ø 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mm L : 20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 170 - 200 mm
Corps du cathéter	Hydrophobe, design coaxial 3,8F; 3,9F (ø 6,0/7,0 mm x 170 - 200 mm)
Longueur utile du cathéter	90 cm (ø 2,0 - 7,0 mm) ; 130 cm (ø 2,5 - 7,0 mm) ; 150 cm (ø 2,0 mm)
Diamètre de l'introducteur compatible	min. 4F (ø 2,0 - 7,0 mm) min. 5F (ø 6,0 x 120 - 200 mm, ø 7,0 x 80 - 200 mm)
Pression nominale (NP)	6 atm
Pression de rupture (RBP)	12 atm (ø 5,0 mm x 150 mm, 6,0 - 7,0 mm); 13 atm (ø 4,0 - 5,0 mm x 170 - 200 mm); 14 atm (ø 2,0 - 3,5 mm x 200 mm) ; 15 atm (ø 2,0 - 3,5 mm x 20 - 170 mm ; ø 4,0 mm x 20 - 150 mm et ø 5,0 mm x 20 - 120 mm)

### Tableau de compliance

### Ballon diamètre x longueur (mm)

		ø 2,0 x 20-170	ø 2,0 x 200	ø 2,5 x 20-170	ø 2,5 x 200	ø 3,0 x 20-170	ø 3,0 x 200	ø 3,5 x 20-170	ø 3,5 x 200	ø 4,0 x 20-150	ø 4,0 x 170-200	ø 5,0 x 20-120	ø 5,0 x 150	ø 5,0 x 170-200	ø 6,0 x 20-200	ø 7,0 x 20-200
Pression nominale (NP)	atm*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	ø (mm)	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Pression de rupture (RBP)	atm*	15	14	15	14	15	14	15	14	15	13	15	12	13	12	12
	ø (mm)	2,1	2,1	2,6	2,6	3,2	3,2	3,7	3,7	4,3	4,2	5,3	5,2	5,2	6,2	7,3

### Références

Cathéter Longueur (cm)    Ballon ø (mm)    Ballon Longueur (mm)    \*1 atm = 1,013 bar

		Cathéter Longueur (cm)	Ballon ø (mm)	Ballon Longueur (mm)							
				20	40	60	80	120	150	170	200
4F	Approche antérograde	90	2,0	366098	366099	366100	366104	366105	366106	366114	376276
		90	2,5	357451	357458	366101	357469	357476	366107	357483	376277
		90	3,0	357452	357459	366102	357470	357477	366108	357484	376278
		90	3,5	357453	357460	366103	357471	357478	366109	357485	376279
		90	4,0	357454	357461	357465	357472	357479	366110	376272	376280
		90	5,0	357455	357462	357466	357473	357480	366111	376273	376281
		90	6,0	357456	357463	357467	357474	357481	366112	376274	376282
		90	7,0	357457	357464	357468	357475	357482	366113 <sup>a</sup>	376275 <sup>a</sup>	376283 <sup>a</sup>

		Cathéter Longueur (cm)	Ballon ø (mm)	Ballon Longueur (mm)							
				20	40	60	80	120	150	170	200
4F	Approche rétrograde	150	2,0	366115	366118	366119	366123	366126	366129	366137	376296
		130	2,5	357486	357491	366120	357502	357507	366130	357512	376297
		130	3,0	357487	357492	366121	357503	357508	366131	357513	376298
		130	3,5	357488	357493	366122	357504	357509	366132	357514	376299
		130	4,0	357489	357494	357498	357505	357510	366133	376292	376300
		130	5,0	357490	357495	357499	357506	357511	366134	376293	376301
		130	6,0	366116	357496	357500	366124	366127	366135	376294	376302
		130	7,0	366117	357497	357501	366125	366128	366136 <sup>a</sup>	376295 <sup>a</sup>	376303 <sup>a</sup>

<sup>a</sup>8 semaines de pré-commande

Passeo est une marque déposée de BIOTRONIK Group of Companies.

**Fabricant :**  
BIOTRONIK AG  
Ackerstrasse 6  
8180 Bülach, Suisse  
Tel +41 (0) 44 8645111  
Fax +41 (0) 44 8645005  
info.vi@biotronik.com

**Distributeur exclusif France :**  
BIOTRONIK FRANCE  
Parc ICADE  
2, rue Nicolas Ledoux BP 70231  
94528 Rungis Cedex France  
Tel +33 (0) 1 46 75 96 60  
Fax +33 (0) 1 4978 08 81

**BIOTRONIK**  
excellence for life